

Лот № 5 Дезинфицирующая камера

Техническая спецификация



№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)	Камера дезинфекционная
2	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)	Предназначена для дезинфекции одежды, обуви постельных принадлежностей и др. вещей.
3	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)	Сварная металлическая конструкция. Корпус камеры состоит из каркаса, обшитого с двух сторон листовой сталью. Рабочая камера и ее элементы, соприкасающиеся с парами формальдегида и аммиака: для камеры должны быть изготовлены из ст.3 ГОСТ 380. Методы дезинфекции - Паровоздушный и пароформалиновый. Дезинсекция книг по паровоздушному методу. Технические характеристики: Внутренний объем камеры, м2 общий 1,89□0,2, грузочный 1,3□0,1 Внутренние размеры камеры, мм: длина не более 1310□8 ширина не более 710□8 высота (общая) не более 1950±10 высота (от основания решетки до потолка) не более 1550±10 Габаритные размеры камеры, мм Длина (по корпусу) 2040±10 (1390±5)

		Ширина (по корпусу) 1030□10 (790±5) Высота 2200□10 Масса, кг не более 600 Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт. 8 Питание: род тока переменный 3-фазный напряжение 380 частота, Гц 50 Потребляемая мощность кВт не более 9 Время процедуры, мин до 240 Объем паропарообразователя, л 15 Материал изготовления поддона - Нержавеющая сталь.																																																			
4	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)	<table> <tr> <td>1</td><td>Камера в собранном виде с паропарообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Испаритель формалина</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Уплотнитель коллектора</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиком уровня)</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Воронка для залива формалина</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Водосливной патрубок 1/2"</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Вытяжной воздуховод с заслонкой</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Уплотнитель вытяжной трубы воздуховода</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода</td><td>11 шт</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Ткань для влажного термодатчика (флажок)</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Полка для книг</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Плечики для одежды, СТП тс-67-1-76</td><td>5 шт</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Плечики для одежды, СТП тс-67-2-76</td><td>5 шт</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Электронагреватель для воздуха</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Электронагреватель для воды</td><td>1 шт</td></tr> <tr> <td>16</td><td>Вставка плавкая ВПТ-6-21</td><td>2 шт</td></tr> <tr> <td>17</td><td>Пробирка</td><td>1 шт</td></tr> </table> Необходимо сухое помещение с естественным освещением, разделённое на два отделения – загрузочное (грязное) и разгрузочное (чистое). Примерные размеры помещения (Длина/Ширина/Высота), мм – 4000/1500/3000. Необходимо обеспечить подвод к камере магистральной холодной воды с установкой регулировочного вентиля подачи воды. Давление воды в магистрале должно быть не менее 3 кгс/см².	1	Камера в собранном виде с паропарообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления	1 шт	2	Испаритель формалина	1 шт	3	Уплотнитель коллектора	1 шт	4	Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиком уровня)	1 шт	5	Воронка для залива формалина	1 шт	6	Водосливной патрубок 1/2"	1 шт	7	Вытяжной воздуховод с заслонкой	1 шт	8	Уплотнитель вытяжной трубы воздуховода	1 шт	9	Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода	11 шт	10	Ткань для влажного термодатчика (флажок)	1 шт	11	Полка для книг	1 шт	12	Плечики для одежды, СТП тс-67-1-76	5 шт	13	Плечики для одежды, СТП тс-67-2-76	5 шт	14	Электронагреватель для воздуха	1 шт	15	Электронагреватель для воды	1 шт	16	Вставка плавкая ВПТ-6-21	2 шт	17	Пробирка	1 шт
1	Камера в собранном виде с паропарообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления	1 шт																																																			
2	Испаритель формалина	1 шт																																																			
3	Уплотнитель коллектора	1 шт																																																			
4	Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиком уровня)	1 шт																																																			
5	Воронка для залива формалина	1 шт																																																			
6	Водосливной патрубок 1/2"	1 шт																																																			
7	Вытяжной воздуховод с заслонкой	1 шт																																																			
8	Уплотнитель вытяжной трубы воздуховода	1 шт																																																			
9	Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода	11 шт																																																			
10	Ткань для влажного термодатчика (флажок)	1 шт																																																			
11	Полка для книг	1 шт																																																			
12	Плечики для одежды, СТП тс-67-1-76	5 шт																																																			
13	Плечики для одежды, СТП тс-67-2-76	5 шт																																																			
14	Электронагреватель для воздуха	1 шт																																																			
15	Электронагреватель для воды	1 шт																																																			
16	Вставка плавкая ВПТ-6-21	2 шт																																																			
17	Пробирка	1 шт																																																			
5	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими)																																																				

	системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)	Необходима электрическая сеть трёхфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Подвод кабеля выполнить в трубе или в металлорукаве в соответствии с требованиями ПУЭ. В помещении должен быть контур заземления. В помещении должна быть предусмотрена система принудительной вытяжной вентиляции производительностью не менее 260 м³/ч для одной камеры. Подключение камеры к вытяжной вентиляции выполнить воздуховодом диаметром D=100 мм с выводом из помещения на улицу.			
6	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения)	№ п/п	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
7	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP:			
8	Срок поставки МТ и место дислокации	до 1 декабря 2022 года. Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2.			
9	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц (указывается необходимость данного условия и срок, в течение которого гарантия будет действительна)	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий			

10	Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники <i>(указывается необходимость данного условия)</i>	Обучение персонала в момент осуществления пуско-наладочных работ. Дальнейшая информационная поддержка.
----	--	---