

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГП «Карасуская РБ» УзаКо
Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лог № 4 Клепатор

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Эндоскопический клипс-аппликатор			
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Не подлежит внесению к СИ			
3	Требования к комплектации	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1050 1310 1404 1400">№ п/п</td><td data-bbox="1050 936 1404 1310">Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)</td><td data-bbox="1050 69 1404 936">Требуемое количество (с указанием единицы измерения) Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО</td></tr> </table>	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО			

			я)
<i>Основные комплектующие</i>			
		Клипс-аппликатор для эндоскопии используется в качестве устройства доставки клипс в эндоскопических операциях. Лигирование линейных структур тканей и сосудов, остановка кровотечений. Эндоскопические клипс-аппликаторы применяются в эндоскопических процедурах, связанных с перевязкой сосудов или тканевых структур. Эндоскопический клипс-аппликатор представляет собой нестерильное устройство доставки клипс. Для подбора клипс-аппликатора к клипсам соответствует его размера используется цветовая маркировка. После вставки клипсы, она прижимается нажатием ручки аппликатора до характерного звука блокировки клипсы. Перед использованием клипс-аппликатора необходимо провести процедуру стерилизации в автоклаве в течение не менее 30 минут при температуре не менее 121°C. Предназначен для многократного использования. Срок хранения: не менее 5 лет с даты производства	1 шт.
1	Эндоскопический клипс-аппликатор		
<i>Дополнительные комплектующие:</i>			
2	Лигирующие полимерные клипсы (размер не менее 3 и не более 10 мм)	Лигирующие полимерные клипсы — это не рассасывающееся устройство из полимера для использования в хирургических процедурах, требующих перевязки сосудов или тканей.	100 шт.

			Лигирующие клипсы поставляются расфасованными в картриджи по не менее 6 штук с цветовой кодировкой, которые поставляются как одноразовые стерильные устройства. Состав — полиоксиметилен; Размер клипсы — ML; Диапазон размеров тканей — от не менее 3 до не более 10 мм; Цветовая маркировка — зелёный; Упаковка — не менее 6 штук в картридже, стерильная упаковка. - Абсорбируемый биосовместимый полимер, который не мешает КТ, МРТ или рентгену; - Захват сосуда на не менее 360 градусов без скольжения; - Надежное закрытие клипс с характерным звуком щелчка; - Удобная форма и гибкая петля позволяют быстро изъять клипсу из картриджа; - Зубья, предотвращающие проскальзывание клипсы- наличие. Срок хранения: не менее 5 лет с даты производства	
4	Требования к условиям эксплуатации	Температура: хранить при комнатной температуре от +1°С до +30°С. Относительная влажность: не менее от 30% до не более 75%.		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения		

6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	До 1 декабря 2022 года Адрес: РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул. Рамазанова, д 2. Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатации документацией и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	