

Лот № 4 Сухожаровой шкаф 200 л

Назначение: шкаф предназначен для сушки стеклянной и металлической посуды, чашек Петри, колб, инструментов, жирных масел, термостойких порошков и других материалов.

Применение: промышленные предприятия,

Шкафы сушильные обеспечивают:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере;
- установку и регулирование температуры и времени;
- принудительную циркуляцию воздуха в рабочем объеме;
- возможность регулирования скорости нагрева; $2^{\circ}\text{C}/\text{мин}$, $5^{\circ}\text{C}/\text{мин}$, $7^{\circ}\text{C}/\text{мин}$ и максимальный нагрев.

Шкафы сушильные обладают:

- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- малым весом;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе;
- эргономичностью.

Комплектация:

- напольная подставка на колесных опорах .

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
	Примечание	
1. Объем рабочей камеры, дм ³ , не менее	200	
2. Диапазон рабочих температур, °C	50...200	
3. Диапазон времени выдержки, мин	1...999	
4. Отклонения температуры от заданной по объему рабочей камеры шкафа, °C	±5	
5. Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более	+5	
6. Время нагрева нагруженного от температуры окружающей среды до температуры 200 °C, мин, не более		
20		
7. Потребляемая мощность, кВт, не более	3,5	
8. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:		
глубина×ширина×высота		
460×660×660		
9. Габаритные размеры шкафа, мм, не более:		

Комплектность

Наименование	Количество, шт.	Наименование
Шкаф сушильный	1	Шкаф сушильный
Полка*	3	Полка*
Вставка плавкая ВП1-1 1А		Вставка плавкая ВП1-1 1А
АГО.481.303 ТУ	1	АГО.481.303 ТУ
Руководство по эксплуатации	1	Руководство по эксплуатации

Упаковка	1	Упаковка
Кабель для связи с ЭВМ	1	Кабель для связи с ЭВМ
Диск с программным обеспечением	1	Диск с программным обеспечением
Наименование	Количество, шт.	Наименование

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- наладку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

Условия поставки ДДР до 1 декабря 2022 года.

Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2.