



Техническая спецификация

Лот № 5 Центрифуга

№ п/п		Критерии	Описание				
1		Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	 Центрифуга лабораторная Не подлежит регистрации в реестре ИМН и МТ (изделий медицинского назначения и медицинской техники). Не подлежит регистрации в реестре СИ (средств измерений).				
2		Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)					
3		Требования к комплектации	<table><tr><td>№ п/п</td><td>Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с</td><td>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО</td><td>Требуемое количество (с указанием</td></tr></table>	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием
№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием				

	государственным реестром МИ ТСО)	единицы измерения)
Основные комплектующие		
1	Центрифуга лабораторная	Настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля. Особенности: • Удобный ввод параметров центрифугирования (скорости и времени) и одновременное отображение на дисплее как установленных, так и реальных значений; • Безопасное проведение анализов: металлический защитный кожух и крышка корпуса, автоматическое отключение при дисбалансе, а также блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивают безопасную работу на всех скоростях; • Низкий уровень шума; • Плавный пуск и остановка ротора; • Широкий выбор роторов. Спецификация Диапазон регулируемой скорости для пробирок 100-3000 об/мин (1,700 × g) Диапазон регулируемой скорости для планшетов 100-2000 об/мин (560 × g) Шаг установки 100 об/мин Диагностика дисбаланса ротора (автоматическая остановка, «IMBALANCE» предупреждение) + Дисплей ЖК, 2 × 16 знаков Цифровая установка времени 1-90 мин. (шаг 1 мин.) Диаметр рабочей камеры 335 мм Размеры 495 x 410 x 235 мм Вес 11,8 кг Питание 230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность (230В / 120В) 110 Вт

			(0,5 А) / 120 Вт (1 А) Аксессуары R-12/15 • Бакет-ротатор R12/15 для пробирок 15 мл • Скорость, об/мин — до 4200; • ускорение — 1700g • стаканы в комплекте 12×15 мл для пробирок диам. 17 мм, макс. высота 120 мм.	
4	Требования к условиям эксплуатации	Хранить и/или транспортировать при следующих условиях окружающей среды. Температура от -20 °С до + 60 °С Влажность от 10% до 95%.		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP		
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	КТП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2		
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.		