

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КТП «Карасуская РБ» УзаКо

Голубев В.В



Техническая спецификация

Лот № 3 Электронный алкометр

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте: пластиковый кейс, мундштуки одноразовые в количестве 100 штук, зарядное устройство для алкотестера (Printer Mobile, предназначено для зарядки NiMH аккумуляторов). С предоставлением сертификата о поверке в СИ не ранее сентября 202 года, в подразделении государственной метрологической службы Республики Казахстан.			
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
	1.	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Предназначен для быстрого определения степени алкогольного опьянения путем измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для		1 шт.

			мобильного использования: полицейскими службами, медицинскими учреждениями, промышленными предприятиями Принцип измерения Электрохимический сенсор DrägerSensor в исполнении 1/4", специально для обнаружения алкоголя Диапазон измерения от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона Отбор образца Стандартный: автоматический отбор образца при достижении минимального объема. Также возможен пассивный отбор образца или ручной запуск отбора Готовность к работе приблизительно через 2 с после включения Вывод результатов измерения на дисплей прил. через 3 с (при 0 мг/л); прил. через 10 с (при 0,5 мг/л, комнатной температуре) Диапазон температур при эксплуатации -5 ... +50 °C Дисплей Графический ЖК- дисплей с подсветкой экрана; 41 x 24 мм (128 x 64 пикселя) Светодиодный индикатор 3- цветный, для поддержки уведомлений и предупреждений Звуковой сигнализатор Различные звуковые сигналы для поддержки
--	--	--	--

уведомлений и предупреждений
Память данных Хранение
результатов последних 5000
результатов с указанием номера,
даты и времени проверки
Электропитание Две батареи AA
или NiMH аккумуляторы;
индикация питания на дисплее.
Один комплект батарей позволяет
выполнить около 1500 тестов.
NiMH аккумуляторы можно
подзарядить прямо в алкотестере.
Калибровка Калибровка влажным
или сухим газом
Размеры (Д x Ш x В), вес 147 x 65
x 39 мм, прикл. 260 г
Настройка прибора Настройка
прибора через меню (после ввода
PIN-кода).
Не требуется дополнительное
программное обеспечение для ПК
Вибро- и ударостойкость
Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-
2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD
810F
Маркировка ЕС Директива
89/336/EWG (электромагнитная
совместимость)
Интерфейсы передачи данных
USB для ПК; оптический
интерфейс для принтера
Стандарт соответствует EN 15964
Класс защиты IP 54
Комплектация:
Газоанализатор: 1 шт.
Пластиковый кейс: 1 шт.

				Батарея (тип АА, щелочные батареи, перезаряжаемые): 2 шт.	
	2.	Мундштук для газоанализатора	Мундштук для газоанализатора. Количество мундштуков в упаковке, штук: не менее 100 Технология: „вставка и защелки“		
	3.	Зарядное устройство	Предназначено для зарядки NiMH аккумуляторов		
3	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)				
4	Срок поставки медицинской техники и место дислокации				
До 1 декабря 2022 года Адрес: РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул. Рамазанова, д.2					DDP