

Утверждаю
Главный врач

Голубев В.В.

Техническая спецификация



Гинекологическое кресло	
Назначение: для проведения осмотров в акушерской и гинекологической, урологической практике.	
Область применения: гинекология, акушерство, урология.	
Особенности: Электрогидравлическое гинекологическое кресло. Память на не менее 3 положения кресла. Управление должно осуществляться с максимальным комфортом и легкостью при помощи беспроводной панели из педалей или пульта. Изменение положения кресла должно совершаться очень мягко и плавно. Должны быть перила, которые позволят пациенту держаться или опереться об них во время обследования. Покрытие должно быть сделано из синтетического полимерного материала, которое легко дезинфицировать. Также гинекологическое кресло должно переходить в положение Тренделенбурга, опуская спинку на -11° .	
Технические данные:	
Источник питания	220-230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Не более 450 Вт
Габариты	Не более Ш 690 мм х В 490 - 900 мм х Д 1410 мм
Регулировка высоты	490 - 900 мм
Вес	Не более 180 кг
Угол вращения спинки	$0^{\circ} \sim 50^{\circ} (\pm 5^{\circ})$
Угол вращения (положение Тренделенбурга)	$-11^{\circ} \sim 5^{\circ} (\pm 3^{\circ})$
Угол вращения подставки для ног	$5^{\circ} \sim 42^{\circ} (\pm 5^{\circ})$
Максимальный вес пациента	Не менее 135 кг
Предохранитель	5А/250В
Комплект поставки (не менее):	
1. Спинка: 1 шт.	
2. Сиденье: 1 шт.	
3. Подголовник: 1 шт.	
4. Подставки для ног: 2 шт.	
5. Рукоятки для пациента: 2 шт.	
6. Отсек для бумаги: 1 шт.	
7. Ролики для перемещения: 4 шт.	
8. Пульт: 1 шт.	
9. Банка для щипцов и ваты: 2 шт.	
10. Напольный pedalный переключатель: 1 шт.	
11. Бумага: 1 шт.	
12. Анестезиологическая рамка: 1 шт.	
13. Лоток для отходов: 1 шт.	
14. Направляющий рельс: 1 шт.	
15. Предохранитель: 2 шт.	