



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГП «Карасуская РБ» УзаКо

Голубев В.В

Техническая спецификация

Лот № 2 Водяная баня

№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Водяная баня Не подлежит регистрации в реестре ИМН и МТ (изделий медицинского назначения и медицинской техники). Не подлежит регистрации в реестре СИ (средств измерений).
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	

Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ TCO (в соответствии с государственным реестром МИ TCO)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ TCO	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
	1	Водяная баня	Водяная баня-термостат предназначена для проведения химических, фармакологических, медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°C. Обеспечивает повышенную стабилизацию температуры (до 0,1°C) за счет работы встроенной магнитной мешалки (диапазон оборотов 250–1000 об/мин). Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, минимальные габариты и современный дизайн. Спецификация Диапазон установки температуры +25°C ... +100°C Диапазон регулирования температуры 5°C выше комн. ... +100°C Шаг установки температуры 0,1°C Стабильность температуры ±0,1°C Равномерность распределения температуры при 37°C ±0,1°C Диапазон регулирования скорости перемешивания 250–1000 об/мин Цифровая установка времени 1 мин.–96 ч. / непрерывно Дисплей ЖК, 2 × 16 знаков Цифровая установка температуры и скорости перемешивания + Крышка из пластика и нержавеющей стали + Бесшумен в работе + Объем 4 литра Рабочий объем 235x135x110 мм Размеры 340x270x250 мм	1 шт.

			Вес 3,4 кг Питание 230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность 230 В, 50 Гц/ 600 Вт (2.6 А)	
4	Требования к условиям эксплуатации	Хранить и/или транспортировать при следующих условиях окружающей среды. Температура от -20 °С до +60 °С Влажность от 10% до 95%.		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP		
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2		
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.		