

АНДЫ
ПРИЯТ
АВСК

Лот №2. Медицинская кровать многофункциональная для интенсивной терапии.

№ п/п	Критерии	Описание	
1	Наименование	Медицинская кровать	
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего
		Основные комплектующие	
		Кровать предназначена для использования в отделениях интенсивной терапии и должна быть оснащена 4 приводами для моторизованного подъема головной секции, подъема коленной секции, регулировки высоты с помощью CPR, а также шкалой регулировки углов наклона. Размеры (±20мм) Д: 2250мм Ш: 999мм В: от 530 до 775мм Диапазон значений регулировки высоты подъема головной/подножной секции Диапазон значений регулировки высоты подъема головной секции: от 0 до 75 (± 1°) Диапазон значений регулировки высоты подъема коленной секции: от 0 до 40 (±1°) Диапазон значений регулировки положения Тренделенбурга/Обратного Тренделенбурга: от 0 до 13 (±1°) Рама койки: Стальная плита (холоднокатаный стальной лист) Верхняя панель койки: АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол): 4 шт Панель в головной и подножной секции: ПП (полипропилен): 2 шт Ролик: 5" ролики с центральной системой блокировки Привод : 4 привода, 24В пост.т. Блок управления: CPR, цифровая шкала углов наклона, функция блокировки в каждом положении	

	Боковой поручень: Формованный ПП: 4 шт (цифровая/ручная шкала углов наклона) Покрытие: Электростатическое порошковое покрытие. Вспомогательные принадлежности: Матрас не менее 1шт, стойка для инфузионной системы не менее 1 шт, (трубка из нерж.ст.) Резервный аккумулятор Максимальная длина: 2,250 мм ± 10% Максимальная ширина : 999 мм ± 10% Высота (кроме матраса): от 410мм до 730мм ± 10% Угол панели изголовья 75° ± 5° Угол верхней панели изножья 40° ± 5° Вес нагрузки не более 200 кг Вес продукта (без матраса) не более 103 кг Номинальная постоянная/частота напряжения Переменный ток 220В, 50/60 Гц Потребляемая мощность не более 100ВА Преобразование энергии Постоянный ток 24В Класс водонепроницаемого покрытия IP 54 Степень защиты от поражения электрическим током Класс I * Привод Малощумный привод с плавным ходом Высокая надежность и долговечность * Система перемещения головной и подножной секции Функция двойного втяжения Минимизированное давление на внутрибрюшной отдел пациента * Контроль положения бокового поручня, рычаг Функция контроля положения бокового поручня (дисплей с отображением угла наклона) * Индикатор положения головной секции Простой в использовании гониометрический индикатор	
2	Обеденный столик	Служит для приема пищи лежащим пациентам
3	Тормоз	Тормозная система.

				* 5" ролики с центральной системой блокировки
	4	Панель с переключателями для медперсонала		Пульт управления для персонала и индикатор Функция CPR и дисплей с отображением угла наклона на панели управления для персонала
3	Условия осуществления поставки	DDP		
4	Срок поставки и место дислокации	В срок до 15 декабря 2021 года включительно. Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова 2		
5	Условия гарантийного сервисного обслуживания	Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.		