

Главный врач

КГП «Карасуская РБ» Узко

Голубев В.В



Лот №6
Кровать медицинская

Критерии		Описание		
№ п/п				
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Медицинские кровати Evita B3		
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)	Не подлежит к средствам измерений.		
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
Основные комплектующие				

	1	Больничная койка с 2-мя коленчатыми ручьятами для регулировки положения секций Кровать медицинская функциональная механическая Evita B3 – медицинская кровать, представляющая собой 4-секционное ложе из регулируемых элементов, с возможностью ручной регулировки положения головной/подножной секции с помощью двух коленчатых ручьяток, которыми оснащена койка. Общие характеристики Максимальная длина 2,180 мм ± 10% Максимальная ширина 960мм ± 10% Высота (без матраса): 400/500мм ± 10%. Угол наклона головной секции койки: 75° ± 5° Угол наклона подножной секции койки: 40° ± 5° Рабочая нагрузка около 170 кг. Вес изделия (без матраса) около 70 кг Материал изготовления койки: Стальная плита Материал изготовления панели койки ПП (полипропилен) Материал изготовления рамы головной секции и ПП (полипропилен)	1 шт	
	2	Матрац	быстрое и качественное восстановление лежачих пациентов при продолжительном курсе лечения.	1 шт
	3	Обеденный столик	Над кроватьный столик для приема пищи	1 шт
	4	Инфузионная стойка	Предназначенное специально для размещения пакетов (емкостей) с лекарствами. Штативы	1 шт

				используются для проведения широкого спектра лечебных процедур.	
	5	Боковое ограждение	Используется для предотвращения случайного соскальзывания или падения пациента с матраса. Складной, предохранительного типа: 2 шт	2 шт	
	6	Ручка	5" ролик (оснащенный отдельным тормозом)		
			Для использования регулировки угла наклона и высоты койки.	1 шт	
4	Температура: 10- 40 °С Влажность: 10 - 90% Атмосферное давление: 800 - 1060 гПа				
5	Требования к условиям эксплуатации Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)				
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 90 календарных дней Адрес: Адрес: РК, Костанайская область, Карауский район, с. Карасу, ул. Рамазанова, д.2				
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;				

	- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий	
--	--	--