

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 КГП «Каржасуская РБ» У заКо
 Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лот № 2 Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру

Критерии		Описание	
№ п/п	Критерии	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)		
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)		
		Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
		№ п/п	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие	
3	Требования к комплектации	1 Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	Память внутренняя Период записи до 168 часов (7 суток) Размеры не менее 67 x 93 x 21 мм ЖК дисплей не менее 48 x 28 мм Вес не менее 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Кнопки управления: 3 кнопки управления меню, 1 – событие Питание: батарея AA – 1 шт Частота дискретизации: не менее 300, 600, 1200

			Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов) Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией			1 шт.
		<i>Дополнительные комплектующие</i>				
	2	ЭКГ кабель	ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями			1 шт.
	3	USB кабель	Кабель для соединения с ПК			1 шт.
	4	Набор одноразовых электродов для ЭКГ	Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – 30 штук			1 упаковка
	5	Сумка для аппарата	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы.			1 шт.
	<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>					
	6	Батареи типа AA	Батареи питания			1 шт.
	7	Руководство пользователя	Руководство по эксплуатации			1 шт.
4	<p>Требования к условиям эксплуатации</p> <p>Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °С Влажность не менее 10 to 95 % Атмосферное давление не менее 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °С Влажность 10 to 95 %</p>					
5	<p>Условия осуществления поставки МТ <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)</i></p>					
6	<p>Срок поставки МТ и место дислокации</p> <p>DDP пункт назначения</p>					
7	<p>Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных</p> <p>90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, ул.Ина Рамазанова, дом 2</p> <p>Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;</p>					

	ЛПЦ	<ul style="list-style-type: none">- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
--	-----	--