



Техническая спецификация

Лот № 8 Клипс – аппликатор эндоскопический

№ п/п	Критерии	Описание												
1	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Эндоскопический клипс-аппликатор												
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)													
3	Требования к комплектации	<table border="1"> <tr> <th>№ п/п</th><th>Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)</th><th>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</th></tr> <tr> <td colspan="3">Основные комплектующие</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Эндоскопический клипс-аппликатор</td><td>Клипс-аппликатор для эндоскопии используется в качестве устройства доставки клипс в эндоскопических операциях.</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>1 шт.</td></tr> </table>	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	Основные комплектующие			1	Эндоскопический клипс-аппликатор	Клипс-аппликатор для эндоскопии используется в качестве устройства доставки клипс в эндоскопических операциях.			1 шт.
№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)												
Основные комплектующие														
1	Эндоскопический клипс-аппликатор	Клипс-аппликатор для эндоскопии используется в качестве устройства доставки клипс в эндоскопических операциях.												
		1 шт.												

			Лигирование линейных структур тканей и сосудов, остановка кровотечений. Эндоскопические клипс-аппликаторы применяются в эндоскопических процедурах, связанных с перевязкой сосудов или тканевых структур. Эндоскопический клипс-аппликатор представляет собой нестерильное устройство доставки клипс. Для подбора клипс-аппликатора к клипсам соответствующего размера используется цветовая маркировка. После вставки клипсы, она прижимается нажатием ручки аппликатора до характерного звука блокировки клипсы. Перед использованием клипс-аппликатора необходимо провести процедуру стерилизации в автоклаве в течение 30 минут при температуре не менее 121°C. Предназначен для многократного использования. Срок хранения: 5 лет с даты производства	
		Дополнительные комплектующие:		
		2	Лигирующие полимерные клипсы (размер 7 и 16 мм)	100 картриджей.
		Лигирующие полимерные клипсы — это не рассасывающееся устройство из полимера для использования в хирургических процедурах, требующих перевязки сосудов или тканей. Лигирующие клипсы поставляются расфасованными в картриджи по 6 штук с цветовой кодировкой, которые поставляются как одноразовые стерильные устройства. Состав — полиоксиметилен; Размер клипсы — XL; Диапазон размеров тканей — от 7 до 16 мм; Цветовая маркировка — золотой; Упаковка — 6 штук в картридже, стерильная упаковка. - Абсорбируемый биосовместимый полимер, который не мешает КТ, МРТ или рентгену; - Захват сосуда на 360 градусов без скольжения; - Надежное закрытие клипс с характерным звуком щелчка;		

				- Удобная форма и гибкая петля позволяют быстро изъять клипсу из картриджа; - Зубья, предотвращающие проскальзывание клипсы - наличие. Срок хранения: 5 лет с даты производства	
4	Требования к условиям эксплуатации	Температура: хранить при комнатной температуре от +1°C до +30°C. Относительная влажность: от 30% до 75%.			
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения			
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	90 календарных дней Адрес поставки: Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Т. Рамазанова 2.			
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. Потенциальный поставщик либо его субподрядчик, осуществляющие гарантийное сервисное обслуживание должны соответствовать требованиям пункта 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан».			