

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КПН «Карасуская РБ» УзаКо

Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лот № 3 Газоанализатор паров этанола

№ п/п	Критерии	Описание												
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте: пластиковый кейс, мундштуки одноразовые в количестве 200 штук, зарядное устройство для алкотестера (предназначено для зарядки NiMH аккумуляторов). С предоставлением сертификата о поверке в СИ не ранее марта 2024 года, в подразделении государственной метрологической службы Республики Казахстан.												
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)													
3	Требования к комплектации	<table border="1"> <tr> <th>№ п/п</th><th>Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)</th><th>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом</td><td>1 штука</td></tr> <tr> <td></td><td>Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Предназначен для быстрого определения степени алкогольного опьянения путем измерения концентрации</td><td></td></tr> </table>	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	1.	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом	1 штука		Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике			Предназначен для быстрого определения степени алкогольного опьянения путем измерения концентрации	
№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)												
1.	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом	1 штука												
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике													
	Предназначен для быстрого определения степени алкогольного опьянения путем измерения концентрации													

		воздухе	алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для мобильного использования: полицейскими службами, медицинскими учреждениями, промышленными предприятиями Принцип измерения Электрохимический сенсор DrägerSensog в исполнении 1/4"; специально для обнаружения алкоголя Диапазон измерения от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона Отбор образца Стандартный: автоматический отбор образца при достижении минимального объема. Также возможен пассивный отбор образца или ручной запуск отбора Готовность к работе приблизительно через 2 с после включения Вывод результатов измерения на дисплей прил. через 3 с (при 0 мг/л); прил. через 10 с (при 0,5 мг/л, комнатной температуре) Диапазон температур при эксплуатации -5 ... +50 °C Дисплей Графический ЖК-дисплей с подсветкой экрана; 41 x 24 мм (128 x 64 пикселя) Светодиодный индикатор 3-цветный, для поддержки уведомлений и предупреждений Звуковой сигнализатор Различные звуковые сигналы для поддержки уведомлений и предупреждений Память данных Хранение результатов последних не менее 5000 результатов с указанием номера, даты и времени проверки Электроснабжение Две батареи AA или NiMH аккумуляторы;
--	--	---------	---

		индикация питания на дисплее. Один комплект батарей позволяет выполнить около 1500 тестов. NiMH аккумуляторы можно подзаряжать прямо в алкотестере. Калибровка Калибровка влажным или сухим газом Размеры (Д x Ш x В), вес не менее 147 x 65 x 39 мм, припл. 260 г Настройка прибора Настройка прибора через меню (после ввода PIN-кода). Не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК Вибро- и ударостойкость Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F Маркировка ЕС Директива 89/336/EWG (электромагнитная совместимость) Интерфейсы передачи данных USB для ПК; оптический интерфейс для принтера Стандарт соответствует EN 15964 Класс защиты IP 54 Комплектация: Газоанализатор: 1 шт. Пластиковый кейс: 1 шт. Батарея (тип AA, щелочные батареи, перезаряжаемые): 2 шт. Казахстанская поверка не ранее: не ранее месяца: Март 2024 года.
2.	Мундштук для газоанализатора	Мундштук для газоанализатора.
3.	Зарядное устройство	Количество мундштуков в упаковке, штук: не менее 200 Технология: „вставь и зашелкни“ Предназначено для зарядки NiMH аккумуляторов 1 штука.

4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	60 календарных дней. Место поставки: Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Рамазанова, 2.
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия € составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настроек; регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия € составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройки и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.